

VAIHDA VANHAT INSTRUMENTTISI UUSIIN



HYVITYS

35 €

KULMAPÄÄT/SUORA
KULMAKAPPALE

HYVITYS

70 €

SININEN/VIHREÄ
KULMAKAPPALE

HYVITYS

100 €

TURBIINI/PUNAINEN
KULMAKAPPALE



KAVO
Dental Excellence

Instrumenteilla 2 vuoden takuu.
Kampanja voimassa 1.4.-30.6.2023.

Plandent

Plandent Oy | Asentajankatu 6, 00880 Helsinki | Laitemyynti 020 398 398 | plandent.fi

HYVITYS **100 €**

KAVO
Dental Excellence



KaVo MASTERmatic M25 / M05 L (minipää)

Punainen kulmakappale 1:5 (200 000 rpm)

Erinomainen näkyvyys, pieni pää. Kolmivaihtainen ratastus, tärinätön toiminta. Hygieeninen Plasmatec-pinnoite. Keraamiset laakerit, vaihdettava vesifilterri. Hiljainen 55 dB(A). Pää/runkokulma 100°/19°.

Tuotenumero M25: MD146323

Tuotenumero M05: MD146324



KaVo EXPERTmatic E25L

Punainen kulmakappale 1:5

Likaa hylkivä EXPERTgrip-pinnoite. Sisäinen jäähdytys vesi- ja ilmanavista, kolmiaukkoinen spray. Keraamiset kuulalaakerit. Vaihdettava vesifilterri.

Tuotenumero: MD113976



KaVo MASTERtorque M9000L

Turbiini, hopea

Tehokas 31 watin turbiini Direct Stop -teknologialla. Nopea pysäytys sekunnissa, ei takaisinimua. Hygieeninen Plasmatec-pinnoite. Keraamiset laakerit. Hiljainen 57dB(A). Vaihdettava vesifilterri.

Tuotenumero: MD126021



KaVo EXPERTtorque E680L

Turbiini, hopea

Tehokas 29 watin turbiini. Keraamiset laakerit. Neliuukkoinen spraykanava. Hyvä näkyvyys opeointialueelle. Erinomainen neliuukkojäähdytys.

Tuotenumero: MD113973

HYVITYS **70 €**

KAVO
Dental Excellence



KaVo EXPERTmatic E20L

Sininen kulmakappale, 1:1 (40 000 rpm)

Likaa hylkivä EXPERTgrip-pinnoite. Pieni kulmapää. Vaihdettava vesifilterri.

Tuotenumero: MD113977



KaVo MASTERmatic M20 L + kulmapää L68

Sininen kulmakappale 1:1 (40 000 rpm)

Hygieeninen Plasmatec-pinta. Vaihdettava vesifilterri. 14 erilaista vaihdettavaa kulmapäätä.

Tuotenumero M20: MD146325

Tuotenumero L68: MD122353



KaVo EXPERTmatic E15L

Vihreä kulmakappale 5,4:1 (7400 rpm)

Valo 25 000 lux. Erillinen sisäinen ohjattu jäähdytys. Likaa hylkivä EXPERTgrip-pinnoite.

Tuotenumero: MD113978



KaVo MASTERmatic M07 L + kulmapää L68

Vihreä kulmakappale 2,7:1 (14 800 rpm)

Hygieeninen Plasmatec-pinta. Vaihdettava vesifilterri. 14 erilaista vaihdettavaa kulmapäätä.

Tuotenumero M07: MD146326

Tuotenumero L68: MD122353

HYVITYS **35 €**

KAVO
Dental Excellence

Aina ihanteellinen kulmapää käytettävissäsi. Valitse kulmapää ja yhdistä se kulmakappaleeseen. Löydät pään standardipreparointiin, profylaksiaan, kirurgiaan ja endodontiaan (14 erilaista). Käytä yhdessä KaVo MASTERmatic-sarjan instrumenttien kanssa.



1. INTRA Lux L52 Mini. Kulmapää 1:1 Preparointiin, loppukäsittelyyn ja ekskavointiin. Maks. kierrosluku 40 000. Kulmakappalepora 2,35 mm/16 mm. **Tuotenumero:** MD122354

2. INTRA Lux L68 B. Kulmapää 1:1. Preparointiin ja endodontiaan. Maks. kierrosluku 40 000. Kulmakappalepora 2,35 mm. **Tuotenumero:** MD166456

3. INTRA Lux L22. Kulmapää 1:1. Kirurgisiin toimenpiteisiin. Maks. kierrosluku 20 000. Ruusupora tai U-kartio-pora, koot 0 ja 2. **Tuotenumero:** MD122356

4. KaVo EXPERTmatic E10C. Sininen kulmakappale, 1:1 (40 000 rpm). Suora valoton. Sisäinen ilma/vesijäähdytys. Likaa hylkivä EXPERTgrip-pinnoite. **Tuotenumero:** MD114103

Plandent

Plandent Oy | Asentajankatu 6, 00880 Helsinki | Laitemyynti 020 398 398 | plandent.fi